



Sistemi di ingrandimento  
ed illuminazione



*La collezione*



# INDICE

<b>5</b>	Combinazioni
<b>6</b>	HDL™ - Visione ad alta definizione
<b>8</b>	RDH - Soluzioni per l'Igienista
<b>12</b>	EyeZoom™ - Ingrandimento variabile
<b>14</b>	Ergo - Visione ergonomica
<b>16</b>	Zeon Led Spark™ 2° Gen - <i>wireless</i>
<b>17</b>	Zeon Led Endeavour™ 2° Gen
<b>20</b>	Sistema integrato Dragonfly™
<b>22</b>	Montature
<b>23</b>	Accessori e Manutenzione

# "SEE THE UNSEEN"

La *leadership* Orascoptic nasce da un'idea semplice:  
superare i limiti della visione per migliorare ogni  
gesto clinico.

Ergonomia evoluta, ingrandimenti ad altissima  
precisione e sistemi di illuminazione d'eccellenza  
si combinano per offrirti un'esperienza visiva  
senza compromessi.

**Più controllo. Più comfort. Più *performance*.**



*I nostri sistemi di ingrandimento sono progettati per migliorare la postura, ridurre lo stress muscolare e aumentare la precisione operativa.*

*Ogni soluzione è realizzata su misura: un'estensione naturale della tua professionalità.*



### **LEGGERI e COMPATTI**

per lavorare in modo naturale, ogni giorno



### **CAMPO VISIVO AMPIO E LUMINOSO**

per una visibilità ottimale in ogni situazione



### **UNA GAMMA COMPLETA DI INGRANDIMENTI**

per adattarsi a ogni esigenza clinica



### **PERSONALIZZAZIONE TOTALE**

in base alla tua distanza di lavoro e prescrizione

# Combinazioni

Oculare	Ingrandimento	Tempo	Triumph	Elevate	RydonX	Phantom	DragonFly Pro	DragonFly RDH
<b>HDL Galileiani</b>	2.5x MACRO	●	●	●	●		●	
	3.0x	●	●	●	●		●	
<b>HDL Prismatici</b>	3.5x	●	●		●		●	
	4.5x	●	●		●		●	
	5.5x	●	●		●		●	
<b>RDH</b>	2.5x	●	●	●	●			●
<b>Luxe</b>	2.5x					●		
<b>EyeZoom</b>	2.5x - 3.5x	●	●		●		●	
	3.0x - 4.0x - 5.0x	●	●		●		●	
	3.5x - 6.5x	●	●		●		●	
<b>Ergo</b>	RDH 3.0x	●	●	●	●			●
	3.5x	●	●	●	●		●	
	5.0x	●	●		●		●	
<b>ErgoZoom</b>	3.5x - 5.5x	●	●		●		●	

# HDL™ - Visione ad alta definizione



## CARATTERISTICHE

Ampiezza e profondità di campo senza precedenti

Design compatto

Leggerezza estrema

Integrazione perfetta con l'utilizzatore

Alta definizione delle immagini

## INGRANDIMENTI DISPONIBILI

Galileiani: 2.5x MACRO, 3.0x

Prismatici: 3.5x, 4.5x, 5.5x

## MONTATURE COMPATIBILI

Dragonfly™, Tempo™, Triumph™, Elevate™ (solo per ingrandimenti HDL 2.5x MACRO e HDL 3.0x)

## INCLUSO

Protezioni laterali, laccetto stringitesta, cacciavite ottico, pezzolina


## CONFIGURAZIONE ESCLUSIVA

Custodia e stanghette con incisione del nome, prescrizione oculistica (se applicabile)

## GALILEIANI

L'HDL™ MACRO offre un'ampiezza di campo visivo considerevole, che permette di muoversi facilmente all'interno dell'area di lavoro e visualizzarla con facilità.

I sistemi di ingrandimento ad alta definizione galileiani sono ideali sia per coloro che si avvicinano per la prima volta all'utilizzo dei sistemi ingrandenti, sia per gli utilizzatori abituali.



HDL™ 2.5x MACRO



HDL™ 3.0x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x MACRO	Personalizzabile	10,40 cm	12,70 cm	27,6 g
3.0x	Personalizzabile	7,90 cm	14,20 cm	27,2 g

## PRISMATICI

I nuovi sistemi ingrandenti prismatici HDL™ Prism - disponibili con ingrandimenti da 3.5x a 5.5x - sono progettati per gli operatori che svolgono procedure che richiedono controllo del dettaglio e stabilità visiva prolungata.

HDL™ Prism permettono interazioni precise, una maggiore visibilità ed un comfort personalizzato.



HDL™ 3.5x Prism



HDL™ 4.5x Prism



HDL™ 5.5x Prism

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	8,90 cm	9,10 cm	46,4 g
4.5x	Personalizzabile	7,50 cm	6,70 cm	48,4 g
5.5x	Personalizzabile	6,40 cm	5,90 cm	50,8 g

# RDH - Soluzioni per l'Igienista



## CARATTERISTICHE

Perfetto equilibrio tra ingrandimento, ampiezza e profondità di campo

Design compatto

Massimo comfort anche nel caso di utilizzo prolungato

100% adattamento alla personale distanza di lavoro

## INGRANDIMENTI DISPONIBILI

Galileiani: 2.5x

Ergo: 3.0x

## MONTATURE COMPATIBILI

Dragonfly™, Elevate™, Tempo™, Triumph™

## INCLUSO

Protezioni laterali, laccetto stringitesta, cacciavite ottico, pezzolina

## CONFIGURAZIONE ESCLUSIVA

Custodia e stanghette con incisione del nome, prescrizione oculistica (se applicabile)

## GALILEIANI

---

Il sistema ingrandente RDH Elite™ 2.5x è ideale per la maggior parte delle procedure di igiene dentale.

RDH presenta una tecnologia all'avanguardia, con un'ampiezza e profondità di campo consigliate per i professionisti dell'igiene dentale.



**RDH ELITE™ 2.5x**

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	23,0 g

## RDH ERGO

---

RDH Ergo™ 3.0x si focalizza sull'ergonomia con un oculare disegnato esclusivamente per l'igienista.

I prismi refrattivi permettono ai professionisti di mantenere una postura corretta per tutto il giorno riducendo anche i dolori al collo e preservando nel lungo periodo la carriera.



**RDH Ergo™ 3.0x**

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.0x	Personalizzabile	9,50 cm	9,00 cm	39,8 g

 **ORASCOPTIC™**





# Collezione EyeZoom

*Sistemi ad ingrandimento variabile*

*Un solo occhiale per diversi poteri ingrandenti.*

*Con Eyezoom, potrai ruotare l'oculare per ottenere ingrandimenti maggiori durante le procedure che richiedono precisione e focus, oppure ridurre l'ingrandimento per operare in un campo visivo più ampio.*

# EyeZoom™ - Ingrandimento variabile



## CARATTERISTICHE

Diversi ingrandimenti con soli due oculari

Design compatto

Perfetto per chi alterna procedure diagnostiche, restaurative o di precisione

100% adattamento alla personale *distanza di lavoro*

## INGRANDIMENTI DISPONIBILI

EyeZoom™ Mini 2.5x - 3.5x

EyeZoom™ 3.0x - 4.0x - 5.0x

EyeZoom™ Max 3.5x - 6.5x

## MONTATURE COMPATIBILI

Dragonfly™, Elevate™, Tempo™, Triumph™

## INCLUSO

Protezioni laterali, laccetto stringitesta, cacciavite ottico, pezzolina

## CONFIGURAZIONE ESCLUSIVA

Custodia e stanghette con incisione del nome, prescrizione oculistica (se applicabile)

## EYEZOOM™ MINI

EyeZoom™ Mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2.5x a 3.5x.

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.



EyeZoom™ Mini 2.5x - 3.5x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
2.5x	Personalizzabile	10,10 cm	12,10 cm	50,8 g
3.5x	Personalizzabile	8,10 cm	9,60 cm	

## EYEZOOM™

EyeZoom™ offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x. Sviluppato per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.



EyeZoom™ 3.0x - 4.0x - 5.0x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.0x	Personalizzabile	9,50 cm	11,90 cm	64,2 g
4.0x	Personalizzabile	7,40 cm	9,70 cm	
5.0x	Personalizzabile	6,10 cm	7,60 cm	

## EYEZOOM™ MAX

Le generose dimensioni del campo dell'ingrandimento 3.5x, combinate con la capacità di eseguire procedure impegnative utilizzando l'ingrandimento 6.5x, creano un'esperienza d'ingrandimento versatile.



EyeZoom™ Max 3.5x - 6.5x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	8,80 cm	8,80 cm	64,4 g
6.5x	Personalizzabile	5,60 cm	5,00 cm	

# Ergo - Visione ergonomica



## CARATTERISTICHE

Ottica a deflessione per migliorare la postura

Design compatto

Immagini nitide

Peso contenuto

100% adattamento alla personale *distanza di lavoro*

## INGRANDIMENTI DISPONIBILI

Prismatici: 3.5x, 5.0x

## MONTATURE COMPATIBILI

Dragonfly™, Tempo™, Triumph™

## INCLUSO

Protezioni laterali, laccetto stringitesta, cacciavite ottico, pezzolina

## CONFIGURAZIONE ESCLUSIVA

Custodia e stanghette con incisione del nome, prescrizione oculistica (se applicabile)

## HDL™ ERGO

---

HDL™ Ergo sono i sistemi con ottica a deflessione che permettono di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta e riducendo di conseguenza l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.



HDL™ ERGO 3.5x



HDL™ ERGO 5.0x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	8,50 cm	8,00 cm	39,6 g
5.0x	Personalizzabile	6,50 cm	6,50 cm	38,0 g

## ERGOZOOM™

---

È possibile lavorare in posizione eretta e regolare il campo visivo in tempo reale, senza cambiare strumenti né modificare la postura. L'ingrandimento 3.5x consente di affrontare comodamente le fasi di preparazione, mentre il 5.5x permette di focalizzarsi con la massima precisione su applicazioni e rifiniture.



ErgoZoom™ 3.5x - 5.5x

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso di 2 oculari
3.5x	Personalizzabile	9,20 cm	9,10 cm	43,2 g
5.5x	Personalizzabile	6,90 cm	6,40 cm	

# Zeon Led Spark™ 2° Gen - wireless



TRUCOLOR™

I sistemi di illuminazione Orascoptic permettono una lettura cromatica precisa dei tessuti e del campo operatorio. Zeon Led Spark™ è una luce *wireless* che si integra con qualsiasi montatura. La batteria agli ioni di litio include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

## SPOT UNIFORME

Immagine nitida, luce uniforme e ben definita, senza sfocature ai bordi  
Filtro antipolimerizzazione

## TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

Intensità della luce stabile per l'intera durata della carica

## CONTROLLI TOUCH

## TECNOLOGIA TRUCOLOR™

Indice di resa cromatica di altissima qualità (CRI > 90)  
Riproduzione fedele dei colori

Serie	Intensità luce	Peso luce	Peso batteria	Durata della carica*	Tempo di ricarica*
Spark	40 Lumens	12,2 g	17,9 g	Fino a 3 ore	Fino a 3 ore

\*Di ciascuna batteria

# Zeon Led Endeavour™ 2° Gen



Montata coassialmente sui vostri occhiali, Zeon Led Endeavour™ elimina le ombre dal campo operatorio e garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro. Avere la sicurezza di potersi affidare ad un sistema di illuminazione preciso, leggero e confortevole riduce lo stress operatorio che viene affrontato con maggiore sicurezza.

## SPOT UNIFORME

Immagine nitida, luce uniforme e ben definita, senza sfocature ai bordi  
Filtro antipolimerizzazione

## TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE

Intensità della luce stabile per l'intera durata della carica

## CONTROLLI TOUCH

## TECNOLOGIA TRUCOLOR™

Indice di resa cromatica di altissima qualità (CRI > 90)  
Riproduzione fedele dei colori

## TRE LIVELLI DI INTENSITÀ

Serie	Intensità luce	Peso luce	Peso batteria	Durata della carica*	Tempo di ricarica**
Endeavour™	44/68/91 Lumens	8,0 g	138 g	Fino a 18 ore	Fino a 3 ore
Endeavour™ XL	68/90/115 Lumens	8,0 g	202 g	Fino a 24 ore	Fino a 6 ore

\*Di ciascuna batteria

 **ORASCOPTIC™**





# Collezione Dragonfly

*Dragonfly™ Orascoptic integra alla montatura un sistema d'illuminazione con alimentazione a batteria e comandi incorporati.*

*Dragonfly™ combina la qualità degli oculari Orascoptic all'eccellenza della tecnologia TruColor™ in un'unica soluzione, leggera e senza cavi in vista, per garantire al professionista il massimo della comodità durante la pratica.*

# Sistema integrato Dragonfly™



## CARATTERISTICHE

Batteria e luce perfettamente integrate nella montatura

Gestione della batteria senza fili

Ergonomia e leggerezza

Tecnologia **TruColor™**: indice di resa cromatica di altissima qualità (CRI > 90)

## INGRANDIMENTI DISPONIBILI

### **DRAGONFLY™ PRO:**

Galileiani: 2.5x MACRO, 3.0x

Prismatici: 3.5x, 4.5x, 5.5x

EyeZoom: 2.5x-3.5x, 3.0x-4.0x-5.0x, 3.5x-6.5x

Ergo: 3.5x, 5.0x

ErgoZoom: 3.0x - 5.5x

### **DRAGONFLY™ RDH:**

Galileiani: RDH 2.5x

Ergo: RDH 3.0x

## INCLUSO

Protezioni laterali, laccetto stringitesta, cacciavite ottico, pezzolina

## CONFIGURAZIONE ESCLUSIVA

Custodia e stanghette con incisione del nome, prescrizione oculistica (se applicabile)

## Dragonfly™ PRO

---

Il modello PRO supporta la linea completa di oculari Orascoptic ed è ricco di funzioni bonus tra cui batterie extra, impostazioni multiple di intensità della luce e finitura in vernice ceramica estremamente resistente.

### INTENSITÀ LUCE

Alta: 98 Lumens | Bassa: 66 Lumens

### DURATA DELLA BATTERIA (SET DI 2)

Intensità alta: ~3 ore 45 minuti

Intensità bassa: ~5 ore 40 minuti

### BATTERIE INCLUSE: 6

### COLORI:



Antracite



Blu Neptune



Verde Oliva



Ametista



## Dragonfly™ RDH

---

Il modello RDH supporta gli oculari RDH 2.5x ed Ergo progettati specificamente per igienisti dentali.

### INTENSITÀ LUCE

98 Lumens

### DURATA DELLA BATTERIA (SET DI 2)

~3 ore 45 minuti

### BATTERIE INCLUSE: 4

### COLORI:



Champagne



Lilla



Blu Notte



# Montature

## Montatura Tempo™ - Iconic

### COLORI DISPONIBILI



Nero



Grigio Ardesia



Blu



Merlot



Ametista



### MATERIALI

Titanio

---

## Montatura Triumph™ - Iconic

### COLORI DISPONIBILI



Nero



Grigio Ardesia



Blu Zaffiro



Gold



Rose Gold



### MATERIALI

Titanio

Canalina integrata per il cavo di ricarica

---

## Montatura RDH Elevate™ - Iconic

### COLORI DISPONIBILI



Nero



Crystal Clear



Ghiaccio



Pink Pearl



Tartarugato



### MATERIALI

Titanio, Acetato

Canalina integrata per il cavo di ricarica

---

## Montatura Phantom™ - Sport

### COLORI DISPONIBILI



Nero

### MATERIALI

Titanio

Canalina integrata per il cavo di ricarica

---



# Accessori e Manutenzione

Gli accessori e ricambi originali Orascope sono progettati per preservare nel tempo l'integrità e l'eccellenza delle prestazioni, mantenendo comfort, qualità ottica e affidabilità ai massimi livelli.

## ACCESSORI E RICAMBI

Stanghette

Nasello

Protezioni laterali

Laccetto stringitesta

Cacciavite ottico

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE · COLLEZIONE DRAGONFLY

Batterie di ricambio

Caricabatterie

Filtro antipolimerizzazione

Battery Pod

*Per la manutenzione del tuo sistema ingrandente, affidati all'expertise del Line Specialist,  
per un servizio dedicato e su misura.*



## CURA. PRECISIONE. CONTINUITÀ.

Prendersi cura dei propri occhiali Orascope significa preservarne nel tempo precisione, performance e valore.

Una pulizia regolare, eseguita secondo le indicazioni del libretto di istruzioni, ne garantisce l'eccellenza, giorno dopo giorno.

*Leggi l'articolo sul nostro Blog*



